

CINOMOSE AG

Ensaio imunocromatográfico para detecção do antígeno da Cinomose canina em amostras de SECREÇÃO OCULAR, SECREÇÃO NASAL e LÍQUOR.

- Alta sensibilidade (98,65%) e especificidade (99,28%);
- Pode ser conservado em temperatura ambiente (2° a 30°C);
- Resultado em até 15 minutos;

Caixa com 10 testes.



COLETOR PERFUROCORTANTE

Os coletores Biocon Ecologic são indicados para descarte de materiais (Perfuro cortantes) provenientes de hospitais, laboratórios, consultórios médicos, farmácias, consultórios odontológicos, veterinários entre outros.

20 LITROS 305x245x310 mm



GIARDIA AG

Ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno da Giardia lamblia em amostras de FEZES de cães e gatos.

- Alta sensibilidade (Cães: 98,10%, Gatos: 97,90%) e especificidade (Cães: 96,00%, Gatos: 95,50%);
- Pode ser conservado em temperatura ambiente (2° a 30°C);
- Resultado em até 10 minutos;

Caixa com 10 testes.



TUBO MICRO ATIVADOR 0,5ML

Tubo utilizado para obtenção de soro sanguíneo destinados a rotinas de bioquímica, sorologia e imunologia. Possui sílica como agente acelerador de coagulação.

Rack com 100 unidades de 0,5 ml

